




**МЕДПЛАНТ**  
производственное предприятие

г. Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5, Технополис «Москва»  
e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru  
т./ф.: +7 (495) 223-60-16 (многоканальный)  
т./ф.: +7 (495) 223-66-38

## НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»



### НАЗНАЧЕНИЕ

Бескаркасные носилки «ПЛАЩ» используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве, где по габаритам не входят обычные жесткие носилки.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Травматология, службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения здравоохранения, медпункты, здравпункты предприятий.

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Носилки бескаркасные представляют собой тканевое полотно, усиленное стропами и специальными двойными швами в местах максимальной нагрузки. Носилки снабжены удобными ручками оптимального размера, позволяющие распределить нагрузку по всей длине. В конструкции некоторых носилок предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении, а также имеются стропы для фиксации пациента на носилках.

- Стандартные
- Термоизоляционные
- Компактные
- Усиленные (до 250 кг)
- Облегченные
- Огнестойкие
- Для переноски сидячих больных
- Силовые с плечевыми ремнями

Размер полотна, мм	модель №1	модель №2	модель №3	модель №4	модель №5	модель №6	модель №7	модель №8	модель №9	модель №11
Масса, не более, кг	2,5	1	1,5	2,1	2	1	3,7	1,2	3,9	1,8

Медицинские изделия для экстренной помощи



**МЕДПЛАНТ**  
производственное предприятие

г. Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5, Технополис «Москва»  
e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru  
т./ф.: +7 (495) 223-60-16 (многоканальный)  
т./ф.: +7 (495) 223-66-38

НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»  
(стандартные) МОДЕЛЬ №1



НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»  
(облегченные) МОДЕЛЬ №2



СКОРО В ПРОДАЖЕ!

НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»  
(простые) МОДЕЛЬ №3



НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»  
(термоизоляционные) МОДЕЛЬ №4



НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»  
(огнестойкие) МОДЕЛЬ №5



НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»  
(компактные) МОДЕЛЬ №6




НОСИЛКИ-СУМКА медицинские  
бескаркасные для работы с пациентом  
подключенным к автоматическому  
устройству СЛР МОДЕЛЬ №7



НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»  
(для сидячих больных) МОДЕЛЬ №8



НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»  
(военные усиленные) МОДЕЛЬ №9



НОСИЛКИ БЕСКАРКАСНЫЕ «ПЛАЩ»  
(огнестойкие компактные)  
МОДЕЛЬ №11



Медицинские изделия для экстренной помощи