

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы по замерам	2-200 кг
Обладают третьим классом точности	Точность равномерно распределена по двум диапазонам. Равна ± 50 г в пределах 2-50 кг, ± 100 г при 50-200 кг.
Дискретные ступени пределов измерения	по 100 г
Электрическое питание	6 батарей по 1,5 В типа AA Mignon
Ресурс заряда комплекта батарей	на 4000 процедур
Габаритные параметры	563x956x897 мм
Вес без упаковки	22,4
Цифровые характеристики, свойства калибровки	по CE 0109