




МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

г. Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5, Технополис «Москва»
e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru
т./ф.: +7 (495) 223-60-16 (многоканальный)
т./ф.: +7 (495) 223-66-38

ПУЛЬСОКСИМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ «ОКСИТЕСТ-1»



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для неинвазивного непрерывного определения и мониторинга насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина периферической артериальной крови (SpO₂) и частоты пульса (PR).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; отделения анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации стационаров; родильные дома.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Портативный надежный прибор с крупными или сегментными индикаторами, отображающими показания пульса и сатурации, а также с линейной шкалой для индикации пульсовой волны или качества сигнала. Пульсоксиметр позволяет сохранить до 7 профилей с индивидуальными преднастройками громкости и порогов тревоги.

Укомплектован 2-мя датчиками: взрослым пальцевым и неонатальной манжетой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечена электронная защита от скачков напряжения.
- Прибор нормально заряжается при колебаниях входного напряжения 8 - 18 В.
- Электронная защита аккумуляторной батареи от полного разряда и от перезарядки.
- Обеспечена устойчивая индикация сатурации при низком наполнении пульса и значительных двигательных помехах.
- Имеется тревожная сигнализация не только по порогам, но и по:
 - а) качеству сигнала;
 - б) отсутствию датчика;
 - с) отсутствию пальца в датчике.
- Обеспечена раздельная регулировка громкости сигналов тревоги и пульса (уровни громкости сигналов пульса и тревоги устанавливаются независимо друг от друга).

Габаритные размеры, мм (без датчика)

137х64х27±10

Масса, кг, не более

0,3

Медицинские изделия для экстренной помощи