

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Форма импульса	Монофазный импульс дефибрилляции до 360 Дж (50 Ом)
Время набора заряда	Около 7 сек (до 360 Дж) при аккумуляторе заряженном на 100%
Напряжение	Напряжение сети переменного тока 220 В
Питание	От перезаряжаемого аккумулятора 14,4 В/1,5 Ач
Режим работы	Ручной, асинхронная наружная дефибрилляция
Уровни энергии	20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом)
Электроды	Многоразовые электроды, взрослые/детские
Ёмкость аккумулятора	35 разрядов +10 резервных разрядов (360 Дж)
Габаритные размеры, мм	480x400x120
Масса, кг, не более	9