

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота цифр	20 мм
Диапазон измерений ростомера	35 – 80 см
Диапазон тарирования	до 10 кг
Дискретность	10 г
Источник питания	Батарея, сетевой адаптер
Класс точности	3
Функции	TARE, HOLD, автоматическое отключение
Функции ростомера	Измерение в положении лежа
Цена деления ростомера	1 мм
Габариты размеры	300x640x105 мм
Габариты размеры ростомера	145x277x640 мм
Масса	3,5 кг
Масса ростомера	512 г