

## ВАКУУМНЫЕ ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЕ МАТРАСЫ (ВЗРОСЛЫЙ/ДЕТСКИЙ)



### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Иммобилизационный вакуумный матрас заполнен мелкими гранулами. Пока в матрасе есть воздух, эти гранулы свободно перемещаются, делая матрас мягким. На матрас укладывается пострадавший, ему придается щадящая поза для транспортировки, и выкачивается из матраса воздух. При откачивании воздуха с помощью насоса изменяется давление, под действием которого расстояние между гранулами существенно уменьшается, за счет чего матрас приобретает твердость и жестко фиксирует, размещенного на нем человека. При таком размещении исключаются даже малые смещения поврежденных конечностей, гарантируется полная иммобилизация даже при тряске.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально принимает форму тела пациента, что позволяет избежать вторичных повреждений, вызванных произвольным движением при плохой иммобилизации.
- Легкость и быстрота применения, удобство хранения и очистки.
- Запатентованная многокамерная конструкция.
- Широкий диапазон рабочих температур от -40 °С до +80 °С.
- Надежный высококачественный клапан, способный держать вакуум свыше 72 часа.
- Двойной слой красного более плотного материала TPU делает матрас более прочным и износостойким.
- Удобная сумка-рюкзак для переноски и хранения.

|                          | ВЗРОСЛЫЙ      | ДЕТСКИЙ |
|--------------------------|---------------|---------|
| Габаритные размеры, см   | 200x88        | 120x77  |
| Масса, кг                | 6,8           | 4       |
| Материал                 | TPU           |         |
| Номинальная нагрузка, кг | 160           | 80      |
| Рабочая температура      | -40 °С +80 °С |         |