

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дискретность	50 г < 150 кг > 100 г
Источник питания	Батарея, сетевой адаптер
Класс точности	3
Максимальный предел взвешивания	300 кг
Функции	TARE, Pre-TARE, функция взвешивания матери/ребенка, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, регулируемая амортизация, автоматическое отключение, SEND/PRINT
Габаритные размеры	930x520x360 мм
Вес нетто	14,9 кг