



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»**

ООО «Медплант»

129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.61/2 к.13
тел. 631-74-14, тел./факс 631-74-17

от 04 сентября 2013 г. № 01-17/172

Отзыв

**на «Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного
применения КШТИ-02-«Медплант»,**

разработанных для оснащения бригад скорой медицинской помощи, медицины катастроф, спасательных формирований МЧС и Министерства обороны, при оказании скорой медицинской помощи и проведении медицинской эвакуации, производства ООО «МЕДПЛАНТ», (г. Москва)

По рекомендации ФГБУ ВНИИИМТ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в условиях практической работы бригад экстренной медицинской помощи Государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области «Территориальный центр медицины катастроф» с 30.10.2012 г. по настоящее время используются комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного применения КШТИ-02-«Медплант» разработанных ООО «МЕДПЛАНТ», (г. Москва) для оборудования автомобилей скорой медицинской помощи.

Шины представляют собой пластины специальной формы из картона с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производится с помощью бинтов. Шина-воротник представляет собой двухкомпонентную конструкцию, регулируемую как по объему шеи, так и по высоте. Фиксация воротников осуществляется с помощью текстильной застежки.

Шины предназначены для проведения иммобилизации конечностей и шейного отдела позвоночника у взрослых и детей при эвакуации, транспортировки больных и

пострадавших непосредственно на месте происшествия, в автомобилях скорой медицинской помощи в процессе транспортировки в стационар, в передвижных комплексах медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах, в стационарных медицинских учреждениях и реабилитационных центрах.

Медицинское изделие «Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного применения КШТИ-02-«Медплант» поставлено в следующей комплектации:

1. Шина-воротник для взрослых ШТИвв-02 – 1 шт.;
2. Шина-воротник для детей ШТИдв-02 – 1 шт.;
3. Шина для взрослых для нижней конечности ШТИвн-02 – 1 шт.;
4. Шина для взрослых для верхней конечности ШТИвр-02 – 1 шт.;
5. Шина для детей для нижней конечности ШТИдн-02 – 1 шт.;
6. Шина для детей для верхней конечности ШТИдр-02 – 1 шт.;
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Комплект использовался в режиме суточного дежурства бригадой экстренной медицинской помощи ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф».

За время использования комплекта шин бригадой обслужено 1258 пациентов, потребовавших иммобилизации, из них 1012 взрослых и 246 детей. В 97% случаев пациенты транспортировались АСМП в отделения травматологии или реанимации.

При работе отмечено:

- комплект шин имеет компактный размер и не занимает много места в салоне АСМП;
- шины легко собираются и моделируются по размеру;
- удобство регулировки размеров шин позволяет максимально комфортно и физиологично оказывать помощь пациентам;
- использовать данный комплект могут как обученные сотрудники спасательных формирований и ОЗ, так и подготовленные по программе первой помощи гражданские люди;
- в рабочем состоянии шины долго сохраняют свои иммобилизационные свойства.
- комплектом могут комплектоваться АСМП различного класса;
- неисправностей за период эксплуатации отмечено не было.

Заключение:

«Комплект шин транспортных иммобилизационных складных однократного применения КШТИ-02-«Медплант», представленный ООО «МЕДПЛАНТ», г. Москва, соответствует медицинским требованиям, предъявляемым к продукции этого назначения

и может быть рекомендована для оборудования АСМП, спасательных подразделений МЧС и Министерства обороны.

Ответственный за проведение испытаний:

Заведующий отделом



И.В. Ковалев