

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений ростомера	6 – 230 см
Дискретность	50 г < 150 кг > 100
Источник питания	Батарея, сетевой адаптер
Класс точности	3
Максимальный предел взвешивания	300 кг
Функции	TARE, Pre-TARE, функция взвешивания матери/ребенка, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, регулируемая амортизация, автоматическое отключение, SEND/PRINT
Цена деления ростомера	1 мм
Габариты размеры	930x520x360 мм
Размеры ростомера	1480x286x55 мм
Вес нетто	14,9 кг
Вес нетто ростомера	696 г