

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Запрограммированная последовательность разрядов, Дж	120 – 150 - 200
Запрограммированная последовательность разрядов, для детей, Дж	50 - 70 - 85
Время набора заряда максимальной энергии, сек.	менее 10
ЖК-дисплей, мм	77x58
Встроенный USB- порт	для неограниченной внешней памяти
Противоударный, пыле влагозащищенный корпусиндекс	IP55
Тип батареи	свинцово-кислотный или литиевый
Габаритные размеры, мм	76x235x239
Масса, кг	2,9
Гарантия, лет	5