

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений ростомера	30 – 230 см
Дискретность	50 г < 150 кг > 100
Источник питания	Батарея, сетевой адаптер
Класс точности	3
Максимальный предел взвешивания	300 кг
Функции	TARE, Pre-TARE, функция взвешивания матери/ребенка, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, автопереключение диапазона взвешивания, регулируемая амортизация, SEND/PRINT
Цена деления ростомера	1 мм
Габариты размеры	2394x466x434 мм
Вес нетто	16 кг