



Отзыв

по результатам эксплуатации (медицинском применении) медицинского изделия

Наименование медицинского изделия: Аспиратор электрический портативный АЭП-01 «ВИХРЬ» с принадлежностями по ТУ 32.50.21-042-52777873-2022, заводской номер 0070.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие:
№ РЗН 2023/21357 от 13.10.2023, срок действия: бессрочно.

Основание: договор № б/н от 29.11.2024

С 02.12.2024 по настоящее время на базе отделения реанимации новорожденных Перинатального центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы» находится в эксплуатации Аспиратор электрический портативный АЭП-01 «ВИХРЬ» с принадлежностями по ТУ 32.50.21-042-52777873-2022, заводской номер 0070.

В качестве преимуществ данного аспиратора следует отметить следующее.

Надежность, простоту и портативность в использовании, малый вес и габариты, низкий уровень шума в процессе работы.

Автономность в работе обеспечивается наличием внутреннего источника электропитания (аккумулятора). Внешний блок электропитания позволяет заряжать внутренний аккумулятор и одновременно обеспечивать работу от сети переменного тока напряжением 220 В.

Время работы от внутреннего источника питания составляет 45 минут. Функция быстрой зарядки обеспечивает время зарядки в пределах 3 часов.

Также в комплекте имеется кронштейн для крепления аспиратор к стене или в салоне медицинского транспорта и дополнительный электрический кабель для питания от бортовой сети постоянного тока напряжением 12 В.

Контейнер-сборник для аспирата объемом 800 мл оснащен поплавковым устройством для защиты от перелива. Для обеспечения бесперебойной работы аппарата производителем были предоставлены дополнительные контейнеры-сборники. Крышка контейнера-сборника имеет съёмное силиконовое уплотнение, а поплавковое устройство является

