

Оснащение автомобиля скорой медицинской помощи класса "В" для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи по пр. 388н.

п/п	Наименование продукции	Кол-во	Продукция	Производитель
1	Дефибриллятор с автоматическим (для общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи) и/или мануальным и синхронизированным (для общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской помощи и специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи) режимами, с наличием взрослых и детских электродов	1	AED PRO* или Дефибриллятор-монитор Beneheart D3 (Mindray)	ZOLL Medical Corporation или Mindray
2	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом	1	1.ЭК12Т-01-"Р-Д" 2.ЭК1Т-1/3-07 Аксион 3. "Валента" ЭКГК-01(12/канальный)	НПП Монитор или Аксион или Валента
3	Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативный в комплекте с баллонами газовыми объемом не менее 1 л (может быть объединен с аппаратом искусственной вентиляции легких)	по требованию	Аппарат ингаляционного наркоза АНпСП-01-ТМТ	ТМТ
4	Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года; комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский); набор дыхательных контуров; комплект фильтров для дыхательного контура однократного применения (детские и взрослые)	1	Аппарат ИВЛ РИТМ 100 "ТМТ" (портативный)	ТМТ
5	Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л	1	РЕДУКТОР-ИНГАЛЯТОР КИСЛОРОДНЫЙ КРИ-1 ППТД.2955.003ТУ или РИК-01	Пневмоприбор или Медпром

6	Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками	1	Окситест-1 арт 918	ООО "Медплант"
7	Электроотсасыватель с бактериальным фильтром	1	АЭП-01 "Вихрь"	ООО "Медплант"
8	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок	1	«Сателлит Плюс»	ООО «Элта»
9	Анализатор портативный клинический с возможность определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, международного нормализованного отношения и активированного времени свертывания с набором картриджей	по требованию	i-STAT 300	Abbott Laboratories
10	Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)	1	Omron CompAir Elite C30	Омрон
11	Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств)	1	ДШП 5-20"Шмель"	ООО "Медплант"
12	Тележка-каталка со съёмными жесткими носилками , с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя	1	Тележка-каталка MODUL В-ТМТ	ТМТ
13	Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением	1	Устройство приемное для скорой помощи Б- ТМТ	ТМТ
14	Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента	1	кресельные YDC-5L или НК-ММ 0705	Китай или Микромонтаж
15	Носилки санитарные бескаркасные , имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с ляжками для переноски пациента в сидячем положении	1	Носилки бескаркасные для скорой мед.помощи "Плащ"	ООО "Медплант"
16	Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых	2	Взрослый воротник ШТИвв-01	ООО "Медплант"
17	Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей	2	Детский воротник ШТИдв-01	ООО "Медплант"
18	Шина для конечностей длиной 60 см	2	ШТИдр-01	ООО "Медплант"
19	Шина для конечностей длиной 80 см	2	ШТИвр-01	ООО "Медплант"
20	Шина для конечностей длиной 120 см	2	ШТИвн-01	ООО "Медплант"
21	Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей)	1	ПКв-01,ПКд-01	ООО "Медплант"

22	Косынка медицинская	10	Пку-01	ООО "Медплант"
23	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный	1	Изделия медицинские иммобилизационные для транспортировки пациентов /арт 1301	ООО "Медплант"
24	Одеяло с подогревом (термоодеяло)	1	ОМСНЭ / Термоэлит мод. МА1 1	НТЦ "Трансэлектро"/ ООО "ЭлитМаксима"
25	Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела	по требов анию	VMA-0A00* / МИВ-02	Чжанцзяган Сехэ Медикал / НПФ Медтехника
26	Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи	1	УМСП-02-"МЕДПЛАНТ" в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	ООО "Медплант"
27	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи	1	НРСП-02-"МЕДПЛАНТ" в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	ООО "Медплант"
28	Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи	1	НИП-02-"МЕДПЛАНТ" в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	ООО "Медплант"
29	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи	1	НАСМП-02-"МЕДПЛАНТ" в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	ООО "Медплант"
30	Комплект противэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи	1	«САДОЛИТ-1»	ООО "Д-Медфарм"
31	Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам	1	ШР - "МЕДПЛАНТ"	ООО "Медплант"
32	Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов	1	ТК - "МЕДПЛАНТ"	ООО "Медплант"
33	Жилет сигнальный разгрузочный медицинский , соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости	по требов анию	ЖР-01	ООО "Медплант"
34	Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой)	1	РУ- КРМГ в комплекте с баллонами 10л (см.комплектацию)	ТМТ

35	Облучатель бактерицидный циркуляционный с возможностью работы в присутствии медицинских работников	1	Армед СН111-115 или Рециркулятор бактерицидный компактный РБК-1 "ПОЗИС"	ARMED или Позис
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------	-----------------