

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Тип	портативный
Каналы	12
Выбор отведений	стандартные 12
Дисплей	сенсорный цветной
Размер экрана, дюйма	10,4
Разрешение, точки	1024x768
Отображение	на дисплее
Печать	на встроенном термопринтере
Тип термобумаги	рулон, Z-образная
Ширина бумаги, мм	210
Чувствительность, мм/мВ	2,5; 5; 10; 20; 40
Режим регистрации	автоматический/ручной
Функция интерпретации	есть
Защита от дефибрилляции	есть
Память	1000 ЭКГ
Работа от встроенной батареи, мин	480
Электропитание от сети переменного тока, В/Гц	220/50
Электропитание от встроенной батареи, В	14,8 В/4400 мАч
Габаритные размеры, мм	285x360x94
Масса, не более, кг	3,7