

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Запрограммированная последовательность разрядов, Дж	120 – 150 - 200
Запрограммированная последовательность разрядов, для детей, Дж	50 - 70 - 85
Время набора заряда максимальной энергии, сек.	7
Цветной дисплей, мм	165
Количество отображаемых кривых	4
Фактор защиты от проникновения пыли и влаги	IP 55
Перезаряжаемый литиевый аккумулятор	300 разрядов максимальной энергии или 6 часов непрерывной работы
Встроенный термопринтер	Да
Габаритные размеры, мм	226 x 264 x 201
Масса, кг	5,3
Гарантия, мес.	12