

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Запрограммированная последовательность разрядов, Дж	120 – 150 - 200
Запрограммированная последовательность разрядов, для детей, Дж	50 - 70 - 85
Время набора заряда максимальной энергии, сек.	10
Количество установочных доз энергии разряда	18
Цветной дисплей, мм	165
Количество отображаемых кривых	3
Встроенный порт передачи данных	RS 232
Перезаряжаемый литиевый аккумулятор	100 разрядов максимальной энергии
Встроенный термопринтер	Да
Габаритные размеры, мм	76x235x239
Гарантия, мес.	12