

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Режимы работы	компрессии 30:2
Глубина компрессий	20% от переднезаднего размера грудной клетки
Параметры пациента	взрослые пациенты весом до 136 кг
Интерфейс	встроенный дисплей
Электропитание аккумуляторные батареи	2 шт.
Время работы от одной батареи	не менее 30 минут
Габариты размеры, (в сумке), мм	470x830x90
Масса, (без аккумулятора), кг	9,3
Гарантия, мес.	12