

Технические характеристики

Интерфейсы	RS-232, LAN
Параметры измерения	ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T
Размер бумаги	ширина 210 мм
Фильтры	мышечный, сетевой, дрейфа изолинии, низкочастотный
Чувствительность	2.5, 5,10,20 мм/мВ
ЭКГ	
Анализ аритмий	Да
Защита от ВЧ-коагулятора	Да
Защита от дефибрилляции	Да
Количество отведений ЭКГ	12 отведений
Батарея\аккумулятор	опционально
Сохраняемые данные	120 ЭКГ, поддержка USB-устройств памяти
Габаритные размеры	296x305,5x92,5 мм
Масса	3,5 кг