

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Тип отсасывателя	переносной
Производительность, л\мин	15
Вместимость банки-сборника, мл	1×1000
Время непрерывной работы, мин	30
Максимальное давление, кПа	75
Диапазон отрицательного давления, кПа	20-75
Потребляемая мощность, Вт	50
Шум, не более, дБ	65
Электропитание, В\Гц	12,220\50
Наличие клапана для защиты от переполнения	да
Наличие воздушного фильтра	да
Регулировка давления	да
Возможность работы от аккумулятора	да
Возможность питания от сети автомобиля	да
Наличие ножной педали	нет
Наработка на отказ, ч	2000
Габаритные размеры, мм	280x200x290
Масса, кг	6,3