



ДОЗАТОР ШПРИЦЕВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ДШП 5-20-ШМЕЛЬ»



**СУПЕР!
КОМПАКТНЫЙ!**

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для длительной инфузии препаратов пациенту с заданной скоростью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отделения медицинских организаций, медицинские кабинеты, медицинские пункты, службы СМП и медицины катастроф, медицинские службы силовых ведомств, службы спасения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- суперкомпактный (не требует дополнительной укладки);
- быстро приводится в рабочее состояние;
- простота эксплуатации;
- автоматическое определение номинального объема шприца (от 5 до 20 мл);
- режим СЛР-инфузии при проведении сердечно-легочной реанимации.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Отличительной особенностью данного прибора в группе суперкомпактных автоматических портативных дозаторов является наличие режима СЛР и простого интерфейса управления. Это позволяет максимально упростить работу с прибором: требуется вводить только один параметр – скорость.

В сочетании с малыми размерами, массой и невысокой ценой прибор является очень удобным инструментом при работе в условиях оказания экстренной медицинской помощи, особенно в полевых условиях. Можно использовать трехдетальные шприцы однократного применения с объемом заполнения от 5 до 20 мл.

- Диапазон задания скорости инфузии: от 0,1 до 600 мл/ч.
- Точность задания скорости инфузии: $\pm (0,04 \text{ мл}/\text{ч} + 2\% \text{ от текущего значения})$
- Скорость инфузии Болюса: $1250 \pm 250 \text{ мл}/\text{ч}$ на шприце 20 мл.
- Максимальная потребляемая мощность при зарядке: 6 Вт.

Работа от встроенного аккумулятора 3,6 В (3xAAA):

- не менее 10 часов при скорости инфузии 600 мл/ч

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм:	167x92x32
МАССА, кг:	0,3

На данном рекламном проспекте представлен действующий макетный образец дозатора.

Дизайн изделия находится в стадии разработки, которая предусматривает размещение на корпусе прибора элементов крепления и защитного чехла.

Медицинские изделия для экстренной помощи