

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Индикация	Тревоги, питание, заряд батарей
Интерфейсы	Сетевой RJ45, VGA, USB, WiFi
Параметры измерения	ЭКГ 3, 5 каналов; SpO2; Неинвазивное АД; Температура
Элементы управления	Сенсорный экран с программируемыми кнопками быстрого доступа
Дисплей	Цветной ЖК
Размер дисплея	8.4 дюйма
Разрешение дисплея	800 x 600
Масса, не более, кг	2,9