

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Размер сжигаемой иглы, g / мм	от 19-31 / 1,1-0,25
Рекомендуемая скорость утилизации	2 шприца или 2 иглы в минуту
Время утилизации, сек	2-3
Выдвижной накопительный поддон	есть
Гильотина для отреза канюли	есть
Потребляемая мощность, не более, кВт	1,2
Электропитание, В/ Гц	230/ 50
Защита устройства	предохранители стеклянные 2-х амперные 3/4 дюйма
Габаритные размеры, мм	165x115x120
Масса, кг	1,7