

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОВ'Я
Галоўнае ўпраўленне па ахове здароўя
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
МІНІСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Главное управление по здравоохранению
Витебского областного исполнительного
комитета

Дзяржаўная ўстанова аховы здароўя
«ВІЦЕБСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ХУТКАЙ МЕДЫЦЫНСКАЙ
ДАПАМОГІ»
вул. Касманаўтаў, 14, 210001, г. Віцебск
Тэл. 8 0212 21 21 04
Факс 8 0212 21 21 20
E-mail: vocsmp@vitebsk103.by

Государственное учреждение здравоохранения
«ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
ул. Космонавтов, 14, 210001, г. Витебск
Тел. 8 0212 21 21 04
Факс 8 0212 21 21 20
E-mail: vocsmp@vitebsk103.by

11.08.2026 исх.№ 01.01-24/2468

Отзыв об использовании медицинского изделия

Наше учреждение «ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» в 2026 году проводило апробацию медицинского изделия «Индикатор эффективности СЛР "Темп" по ТУ 26.60.12-034-52777873-2021».

Данное изделие предназначено для помощи выполнения непрямого массажа сердца (НМС) при проведении сердечно-легочной реанимации (СЛР).

В ходе эксплуатации были выявлены следующие преимущества индикатора СЛР «Темп»:

1. Повышение эффективности СЛР в реальном времени

Устройство обеспечивает мгновенную обратную связь по технике выполнения непрямого массажа сердца (НМС), помогая корректировать действия прямо в процессе реанимации.

2. Чёткие сигналы для соблюдения правильной техники

Встроенный метроном задаёт оптимальную частоту компрессий (110 ± 5) мин⁻¹ с помощью синхронных световых и звуковых сигналов.

Индикация глубины: разные цвета сигналов показывают, достигнута ли необходимая глубина компрессии грудной клетки.

В режиме НМС/ИВЛ 30:2 звуковой сигнал напоминает о необходимости выполнить два вдоха.

3. Гибкость применения благодаря двум режимам работы

Режим НМС/ИВЛ (30:2): для стандартной СЛР с чередованием компрессий и вдохов.

Непрерывный режим НМС (continuous): для ситуаций, когда требуется непрерывный массаж сердца.

Автоматическое переключение: устройство может автоматически менять режимы исходя из действий оператора.

4. Простота использования

Интуитивно понятный интерфейс — не требует длительного обучения.

Быстро приводится в рабочее состояние.

Подходит как для начинающих, так и для опытных медиков.

5. Компактность и мобильность:

Лёгкий (масса не более 200 г) и компактный (габариты блока обработки — около 90×59×21 мм) — свободно помещается в сумку скорой помощи, аптечку или карман формы.

Удобен для использования в любых условиях: машине СМП, на месте происшествия, при эвакуации пострадавших.

6. Универсальность применения:

Подходит для работы с пострадавшими старше 8 лет.

в машинах скорой медицинской помощи;

при оказании первой помощи на месте происшествия;

для обучения и тренировок в учебных центрах.

7. Надёжность и автономность

Питание от двух литиевых батареек типа AAA — легко заменить в полевых условиях.

Время непрерывной работы от двух новых батареек — не менее 15 часов.

Имеет индикатор разряда батареи, предупреждающий о необходимости замены элементов питания.

8. Эргономичность

Мягкая подушечка датчика исключает давление на грудную клетку пациента и не препятствует корректному расположению рук оператора при выполнении компрессий. Отдельный блок индикации обеспечивает удобство считывания данных — его можно расположить рядом с пациентом любым удобным способом.

Индикатор СЛР «Темп» — это практичный и надёжный инструмент, который помогает повысить качество сердечно-лёгочной реанимации, снизить вероятность ошибок и спасти больше жизней.

Заместитель Главного врача
по медицинской части ГУЗ «ВОЦСМП»