

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Максимальный дозируемый расход кислорода	не менее 15 0,4 л/мин
Максимальный дозируемый расход закиси азота	не менее 12 0,4 л/мин
Экстренная подача кислорода в обход смесителя газов для ингаляции легких пациента	не менее 45 л/мин и не более 75 л/мин
Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном	5,0 0,5 кПа
Потеря давления газа в линии пассивного выхода (на постоянном потоке газа 25 л/мин)	не более 0,15 кПа
Масса аппарата (без баллонов)	не более 2,2 кг
Габаритные размеры аппарата	не более 195x113x260 мм