



ОБУЧЕНИЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата: 15 марта 2023 г.

Центр формирования навыков безопасности «РИКОН» занимается обучением приёмам оказания первой помощи более 10 лет. За это время нами наработаны методики работы как с подручными, так и со штатными инструментами для остановки сильных наружных кровотечений из конечностей, угрожающих жизни. Все работы проводятся под инструментальным контролем как на стадии разработки эффективных приёмов и методик, так и на стадии обучения оказания самопомощи и помощи пострадавшим.

В качестве средств, изначально предназначенных для борьбы с сильными кровотечениями, нами были рассмотрены и опробованы различные образцы начиная от бинта Мартенса и жгута Эсмарха до современных изделий, доступных на рынке. Все они имеют те или иные недостатки.

- Классические жгуты и более продвинутые изделия сходной конструкции весьма сложны для применения в ситуации, требующей самопомощи при ранении руки. Неправильно наложенный жгут для повторного наложения приходится полностью снимать, теряя время кровь и жизнь. По алгоритмам остановки сильных кровотечений жгут нужно расслаблять каждые полчаса, что в данном случае означает полное снятие и повторное наложение инструмента.

- Турникеты САТ оригинального происхождения работают вполне сносно, хоть и не очень удобны при той же самопомощи на руке. Имеют два несомненных минуса: высокая цена и огромное количество подделок. Т.е. отсутствие гарантии на то, что потратив большие деньги мы получим в руки именно оригинальный продукт. Как результат – отсутствие уверенности в качестве и надёжности.

- Турникеты SOF, SOFT, SOFT-T. В силу оригинальности конструкции неудобны при самопомощи на руке: возникают сложности с фиксацией воротка. При применении на ноге многие из испытанных нами экземпляров показали невозможность фиксации воротка в результате изменения геометрии устройства.

- Дешевые клоны турникета САТ производства КНР. Лучший и достаточно надёжный способ погибнуть от наружного кровотечения, будучи полностью уверенным в своей защищённости. В данном случае мы имеем поразительную нестабильность как изделий в целом, так и материалов, применяемых при изготовлении.

Пластиковый вороток может гнуться, делая невозможным эффективное применение, а может и сломаться при незначительных нагрузках. То же замечание касается и других элементов, выполненных из пластмассы. Применяемая стропа часто имеет недостаточные прочностные характеристики для надёжной остановки кровотечения и со временем растягивается, что может вызвать возобновление кровотечения.



Открытое шоссе, д. 24А
107143, Москва,
+7 (985) 986 7789
www.rikon-pp.ru
info@cfnb-rikon.ru

Следует особо отметить изделия серии «ЖК» от компании «Медплант» как лишенные большинства недостатков, присущих аналогичным конструкциям, представленным на рынке.

Плюсы:

- Стабильное качество материалов, применяемых при производстве изделий.
- Стабильное качество изделий в целом.
- Простая для освоения приёмов самопомощи и помощи раненому конструкция.
- Удобство применения для самопомощи и помощи как на руке, так и на ноге.
- Плавно нарастающая дозированная компрессия.
- Возможность для раненного самостоятельно уменьшить компрессию и в случае необходимости снова остановить кровотечение.

Минусы:

- Несколько большее по сравнению с другими турникетами время, которое требуется для остановки кровотечения.
- Наличие на изделиях первого поколения циферблата с 12-часовой шкалой, показания на котором легко сбиваются. По современной версии с лентой для записи времени единого мнения пока нет, вопрос изучается.
- При неправильной технике наложения нередко разрушается короткая часть стропы.

На данный момент ЦФНБ РИКОН занимается комплектованием аптек первой помощи для отправки в зону СВО. Упор стараемся делать на изделия российских производителей. В том числе в качестве рекомендованного средства борьбы с кровотечениями, угрожающими жизни, такие аптечки комплектуются турникетами «ЖК-2».

При поставках комплектов первой помощи нами проводится обучение медицинского персонала подразделений с предоставлением оборудования объективного контроля для оценки качества выполнения приёмов в процессе дальнейшего обучения бойцов подразделений.

Судя по обратной связи можно сделать выводы о том, что изделие «ЖК-2» при надлежащем применении не уступает ведущим образцам, состоящим на снабжении вооруженных формирований противника и значительно превосходит китайские подделки.

Вывод: по соотношению цена / качество турникеты производства компании «Медплант» несомненно имеют ряд преимуществ перед остальными представителями устройств для остановки сильных наружных кровотечений, представленных на рынке РФ на сегодняшний день.

Генеральный директор
ООО ЦФНБ "РИКОН"

