

Российская Федерация  
Министерство здравоохранения РФ  
областное государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
«СТАНЦИЯ СКОРОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
Белгородской области»

308001, г.Белгород, пр.Белгородский, 55  
тел.27-05-30, факс 27-05-30

1709.2024 № 2069  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору

ООО «МЕДПЛАНТ»

Пушину А.В.

### Уважаемый Андрей Владимирович!

Администрация ОГБУЗ «Станции скорой медицинской помощи Белгородской области» сообщает Вам, что в рамках деятельности Центральной станции скорой медицинской помощи ОГБУЗ «ССМП Белгородской области», сумка-чехол УПМ использовалась для работы с медицинскими отходами на вызовах СМП. Данное изделие удобно в эксплуатации. Крепление сумки осуществляется непосредственно к укладке для оказания скорой медицинской помощи УМСП – 01– Пм/2 «МЕДПЛАНТ» посредством предусмотренных для этой цели специальных отверстий. Сумка-чехол УПМ изготовлена из прочного материала, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами. Имеется накладная крышка на магнитных замках, что предотвращает высыпанию медицинских отходов во время эксплуатации. Габариты данного изделия достаточны для размещения в нём контейнера-иглосъемника, отработанных шприцев, систем для внутривенных вливаний и др. Сумка-чехол УПМ позволяет изолировать медицинские отходы от медицинских изделий и лекарственных средств, находящихся в укладке для оказания скорой медицинской помощи УМСП – 01– Пм/2 «МЕДПЛАНТ». Нет необходимости на вызов дополнительно носить контейнер для медицинских отходов. Изделие предназначено для многократного применения в течение рабочей смены. По мере наполнения медицинскими отходами предусмотрена возможность его замены.



С уважением,  
Главный врач



А.В. Жиров