

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Тип дефибриллятора	автоматический
Подача разряда	после нажатия кнопки разряд
Диапазон энергии разряда (выбирается автоматически)	
- для взрослых	100 Дж, 150 Дж, 170 Дж, 200 Дж, 300 Дж, 360 Дж
- для детей	10 Дж, 15 Дж, 20 Дж, 30 Дж, 50 Дж, 70 Дж, 100 Дж
Диапазон импеданса пациента, Ом	от 25 до 300
Форма импульса	бифазная усеченная экспоненциальная кривая с автоматической компенсацией в зависимости от импеданса пациента
Тип батареи	не перезаряжаемая
Ёмкость батареи, мА/ч	4200
Ресурс работы от новой батареи	
- в режиме мониторинга	не менее 15 часов
- количество разрядов с энергией 200Дж	400 (каждую минуту выполняется 3 разряда)
- количество разрядов с энергией 360Дж	200 (каждую минуту выполняется 3 разряда)
Степень защиты от пыли и влаги	IP55
Срок службы батареи в режиме ожидания	до 5 лет
Габаритные размеры, мм	219x286x97
Масса, кг	2,3